



Zürich, 15. Dezember 2016

### **Vorgehen bei virulent-systemischer FCV Infektion**

#### **Umgang mit Patienten:**

- Strikte Absonderung/Isolation des Patienten bereits bei erstem klinischem Verdacht (noch **vor** Erhalt der PCR Resultate)
- Untersuchung nur mit strikten Hygienemassnahmen (Handschuhe, Schutzmantel und Schuhüberzug, welche nach jeder Untersuchung weggeworfen werden müssen)
- Benutzung von Einwegmaterialien (Einwegnäpfe, etc.)
- Falls ambulant bzw. bei Entlassung:
  - Kein Kontakt zu anderen Katzen: strikte Separation von Partnerkatzen mit strikten Hygienemassnahmen zwischen den Tieren und kein Auslauf nach draussen
  - Bei positivem PCR-Resultat: erneute Beprobung nach 2 Wochen; sobald PCR negativ, Separation weitere zwei Wochen
- Beprobung: oropharyngealer Tupfer (am besten Cytobrush) bei oralen Ulzerationen, bei Ödemen allenfalls Hautbiopsie oder Ödemflüssigkeit. Anschliessend dreifache Verpackung und Versand ins Labor (Kennzeichnung mit 'potentiell infektiös')
- Untersuchung der Proben mittels PCR: der an der Kleintierklinik aufgetretene FCV Stamm wird im FCV PCR System 2 des Veterinärmedizinischen Labors detektiert. Wir empfehlen deshalb, die Proben ans Veterinärmedizinische Labor zu schicken mit Antrag für beide FCV PCR Systeme (FCV und FCV System 2, Informationen dazu: <http://www.vetlabor.ch/home-de/diagnostik/auftraege-preise>)

#### **Klinikräumlichkeiten:**

- Sperrung und Desinfektion aller Räumlichkeiten, in denen sich die Katzen aufgehalten hat
- Desinfektion von Flächen mit oxidierenden oder formalinhaltigen Desinfektionsmitteln (z.B. Perform 1%, Virkon S, Bleiche 1:32); anschliessend eine Stunde einwirken lassen; danach mit Wasser nachreinigen
  - Diese Desinfektionsmittel sind nicht für die Desinfektion von empfindlichen Gerätschaften (Stethoskope, Otokope, Ultraschallsonden, Röntgenkassetten, etc.) geeignet
- Verbrauchsmaterial: alles Material mit potentielltem Kontakt zur Katze entsorgen
- Instrumente, etc.: frisch verpacken und sterilisieren

#### **Kleider/Wäsche/Schuhe:**

- Kleider, Decken, etc. bei 60°C waschen
- Schuhe ebenfalls bei 60° waschen